

SafeCrush™

BY SERRANO

AVVIO RAPIDO Manuale



INFORMAZIONI DI CONTATTO



Serrano Medical Solutions Inc

Canada

E-mail eMail Info@safecrush.com

Web safecrush.com

SafeCrush GmbH

Germania

E-mail eMail simone@safecrushint.com

Web safecrush.com

SAFECRUSH™ - COLLEGAMENTI VIDEO

Congratulazioni per l'acquisto!

Assicurati di guardare questo video per impostare il tuo nuovo SafeCrush™. È inoltre possibile scaricare e stampare la Guida alle operazioni dal seguente sito web.

SafeCrush™ - Guida alle operazioni

<http://www.safecrush.com/operations-guide.html>

Serie educativa SafeCrush™ serie educativa

SafeCrush™ - Serie educativa - Prevenzione degli infortuni

<http://www.safecrush.com/injury-prevention.html>

SafeCrush™ - Serie educativa - Tubi di alimentazione intasati

<http://www.safecrush.com/clogged-feeding-tubes.html>

SafeCrush™ - Serie educativa - Rumore

<http://www.safecrush.com/noise.html>

SafeCrush™ - Serie educativa - Polvere di pillole trasportate dall'aria

<http://www.safecrush.com/airborne-pill-dust.html>

SafeCrush™ - Serie educativa - Testimonianze

<http://www.safecrush.com/testimonials.html>

SafeCrush™ - Serie educativa - Tempo ed efficienza

<http://www.safecrush.com/time-and-efficiency.html>

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN FUNZIONE RAPIDA

FUNZIONAMENTO (dopo aver inserito la batteria all'interno di SafeCrush™ e averla caricata)



Passo 1: Rimuovere il vassoio portabicchieri in alluminio

Fase 2: Posizionare SafeCrush™ Crushing Cup nel portabicchieri in plastica, assicurandosi che la tazza sia posizionata e tenuta nella chiave incisa nel portabicchieri in plastica.



ATTENZIONE

Non schiacciare le pillole nel portabicchieri blu. Romperà la testa di frantumazione. Questo non è coperto dalla garanzia.



Fase 3: Posizionare le pillole frantumabili all'interno della tazza di frantumazione SafeCrush™ Crushing Cup.

Passo 4: Posizionare un altro SafeCrush™ Crushing Cup sulla parte superiore delle pillole.

RICORDARE

Devi usare 2 tazze SafeCrush™ per ogni macinato, una per contenere la polvere, l'altra per proteggere il mortaio ed evitare il contatto con la polvere. Anche per permettere l'inizio del mulino



Passo 5: Chiudere il vassoio portabicchieri in alluminio

Passo 6: Premere il pulsante Schiacciamento



Passo 7: Una volta che il ciclo di frantumazione è completo, indicato dalla solida luce blu, far scivolare fuori il vassoio di alluminio della tazza



Fase 8: Rimuovere entrambe le tazze SafeCrush™ Crushing Cups (e le pillole schiacciate all'interno) e posicionarle sul bancone, lontano dall'apertura della camera di frantumazione.

Passo 9: Rimuovere la coppa superiore e scartare



Passo 10: Aggiungere la salsa di mele o simili alla tazza con le pillole schiacciate, mescolare bene.

INDICAZIONI LUMINOSE

ROSSO (LAMPEGGIANTE): La batteria è scarica, rimangono al massimo 10 schiacciamenti fino a quando la batteria è completamente scarica.

ROSSO (SOLIDO): ERROR - controlla se CUP-PILLS-CUP e/o il vassoio portabicchieri in alluminio è chiuso.

VERDE (LAMPEGGIANTE): La batteria è in carica (collegata all'alimentazione)

VERDE (SOLIDO): La batteria è carica al 100%.

BLU (LAMPEGGIANTE): Ciclo di frantumazione attivo

BLU (SOLIDO): pronto a schiacciare

BLU (SOLIDO): Ciclo di frantumazione completo

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Alla fine di ogni sessione di frantumazione, con un panno umido in acqua o un panno all'alcool, pulire l'interno della camera di frantumazione e la superficie esterna di SafeCrush™.



BATTERIA

Tenere SafeCrush™ "scollegato" a meno che la batteria non sia in carica.



MANUTENZIONE

Se SafeCrush™ non funziona correttamente, contattare il reparto di ingegneria clinica della propria struttura o Serrano Medical Solutions Inc. via e-mail all'indirizzo: info@safecrush.com

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA



STEP ONE:

Per evitare potenziali lesioni, scollegare il cavo di ricarica dal retro di SafeCrush™ prima della pulizia.

FASE II:

Utilizzare un panno umido o panni alcolici per pulire SafeCrush™ alla fine di ogni sessione di frantumazione.

STEP THREE:

IMPORTANTE - Pulire il vassoio a tazza in alluminio, la testa di macinazione (nera), il portabicchieri in plastica e la camera di frantumazione.

E' particolarmente importante pulire i sensori posti ai lati della camera di frantumazione. Se il protocollo di frantumazione SafeCrush™ non viene seguito correttamente, può verificarsi un accumulo di polvere di pillole che copre i sensori, causando un malfunzionamento di SafeCrush™.

FASE QUATTRO:

Smaltire il panno di pulizia. Non utilizzare nuovamente panni umidi o salviette alcoliche, in quanto potrebbe verificarsi una contaminazione incrociata.

GARANZIA



3 ANNI DI GARANZIA LIMITATA

Cosa copre questa garanzia limitata?

Il produttore del Prodotto SafeCrush™ garantisce al titolare di una prova d'acquisto valida (consumatore o utente) che il Prodotto e tutti gli accessori forniti nella confezione di vendita (Prodotto) sono privi di difetti di materiale e di lavorazione, secondo i seguenti termini e condizioni, se installati e utilizzati normalmente e in conformità con le istruzioni operative del Prodotto. La presente garanzia limitata si estende solo al consumatore per i prodotti acquistati e utilizzati in tutto il mondo.

Cosa farà Serrano Medical Solutions o la sua consociata SafeCrush™ International (Il Produttore) se il Prodotto non è esente da difetti di materiale e di lavorazione durante il periodo di garanzia limitata ("Prodotto Materially Defective Product")?

Durante il periodo di garanzia limitata, un rappresentante dell'assistenza autorizzato dal produttore riparerà o sostituirà, a scelta del produttore, senza spese, un Prodotto Materially Defective. In caso di riparazione del prodotto, possiamo utilizzare parti di ricambio nuove o rinnovate. Se scegliamo di sostituire il Prodotto, possiamo sostituirlo con un Prodotto nuovo o rinnovato dello stesso design o simile. Le parti, i moduli o l'attrezzatura difettosi vengono conservati. La riparazione o la sostituzione del Prodotto, a discrezione del produttore, è il rimedio esclusivo dell'utente. Il produttore restituirà il prodotto riparato oppure prodotti di ricambio Prodotti in condizioni di lavoro. La riparazione o la sostituzione richiede circa 30 giorni.

Quanto dura il periodo di garanzia limitata?

Il periodo di garanzia limitata per il frantoio a colonna SafeCrush™ Pill Crusher si estende per TRE (3) ANNI dalla data di acquisto. Se la Società ripara o sostituisce un Prodotto Materially Defective secondo i termini della presente garanzia limitata, questa garanzia limitata si applica anche al Prodotto riparato o sostituito per un periodo di (a) 90 giorni dalla data di spedizione del Prodotto riparato o sostituito o (b) il tempo rimanente sulla garanzia originale di tre anni, a seconda di quale sia il più lungo.

GARANZIA CONTINUATA

Cosa non è coperto da questa garanzia limitata?

Questa garanzia limitata non copre:

1. Prodotto che è stato oggetto di uso improprio, incidenti, spedizione o altri danni fisici, installazione impropria, funzionamento o manipolazione anomala, negligenza, inondazione, inondazione, re, acqua o altre intrusioni di liquidi;
2. Prodotto che è stato danneggiato a causa di riparazione, alterazione o modifica da parte di persone diverse da un rappresentante del servizio di assistenza autorizzato del produttore;
3. Prodotto nella misura in cui il problema riscontrato è causato dalle condizioni elettriche del vostro impianto;
4. Prodotto nella misura in cui il problema è causato dall'uso con accessori non-SafeCrush™, come tazze non-SafeCrush™ o batterie diverse dalle batterie SafeCrush™;
5. Prodotto di cui sono stati rimossi gli adesivi di garanzia/qualità, le targhette di lotto del prodotto o i numeri di serie elettronici sono stati rimossi, alterati o resi illeggibili;

Come si ottiene l'assistenza in garanzia?

Per ottenere l'assistenza in garanzia negli Stati Uniti e in Canada, chiamare il numero 1 (877) 768-3828.

In tutto il mondo si prega di inviarci un'e-mail all'indirizzo info@safecrush.com

NOTA

Prima di chiamare l'assistenza, si prega di consultare il manuale dell'utente - una verifica dei controlli e delle funzioni del prodotto può salvare una chiamata di assistenza. Ad eccezione di quanto previsto dalla legge applicabile, il Cliente si assume il rischio di perdita o danno durante il trasporto e il trasporto e si assume le spese di consegna o di gestione sostenute per il trasporto del/i Prodotto/i difettoso/i al centro di assistenza. Il produttore restituirà il prodotto riparato o sostituito in base alla presente garanzia limitata. Le spese di trasporto per la riparazione o la sostituzione Il prodotto, la consegna o le spese di gestione sono prepagate dal produttore. Il produttore non si assume alcun rischio per danni o perdite del prodotto durante il trasporto. Se il guasto del Prodotto non è coperto da questa garanzia limitata, o se la prova d'acquisto non soddisfa i termini della presente garanzia limitata, il produttore ne darà notifica all'utente e chiederà l'autorizzazione al costo della riparazione prima di qualsiasi ulteriore attività di riparazione. Le spese di riparazione e le spese di spedizione di ritorno per la riparazione dei Prodotti sono a carico del Cliente che non sono coperti da questa garanzia limitata.

Cosa si deve restituire con il Prodotto per ottenere il servizio di garanzia?

1. Restituire l'intera confezione originale e il contenuto, compreso il Prodotto, al centro di assistenza del produttore (che vi sarà fornito via e-mail) insieme a una descrizione del malfunzionamento o di culty; e
2. Includere un numero di lotto del prodotto (che si trova sul fondo della macchina SafeCrush™).
3. Inserisci il tuo nome, l'indirizzo e-mail completo e corretto e il numero di telefono.

Altre limitazioni

Questa garanzia è l'accordo completo ed esclusivo tra l'utente e la produttore. Sostituisce tutte le altre comunicazioni scritte o orali relative a questo Prodotto. Il produttore non fornisce altre garanzie per questo prodotto. La garanzia descrive esclusivamente tutte le responsabilità del produttore per quanto riguarda il prodotto. Non ci sono altre garanzie esplicite. Nessuno è autorizzato ad apportare modifiche a questa garanzia limitata e non si deve fare affidamento su tali modifiche.

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni indiretti, speciali, incidentali, incidentali, consequenziali o simili (inclusi, ma non limitati a perdite di profitti o entrate, impossibilità di utilizzare il Prodotto o altre apparecchiature associate, il costo di apparecchiature sostitutive e reclami da parte di terzi) derivanti da parte di terzi uso di questo prodotto.

Tenere fuori dalla portata di bambini e pazienti.