

# SafeCrush™

BY SERRANO

SCHNELLSTART Handbuch



## KONTAKTDATEN



### Serrano Medical Solutions Inc

Kanada

**E-mail** [Info@safecrush.com](mailto:Info@safecrush.com)

**Web** [safecrush.com](http://safecrush.com)

### SafeCrush GmbH

Deutschland

**E-mail** [simone@safecrushint.com](mailto:simone@safecrushint.com)

**Web** [safecrush.com](http://safecrush.com)

## SAFECRUSH™ - VIDEO-LINKS

### **Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!**

*Bitte schauen Sie sich dieses Video an, um Ihren neuen SafeCrush™ einzurichten. Sie können die Bedienungsanleitung auch von der folgenden Website herunterladen und ausdrucken.*

#### **SafeCrush™ - Bedienungsanleitung**

<http://www.safecrush.com/operations-guide.html>

### **SafeCrush™ Bildungsreihe**

#### **SafeCrush™ - Bildungsreihe - Verletzungsprävention**

<http://www.safecrush.com/injury-prevention.html>

#### **SafeCrush™ - Bildungsreihe - Verstopfte Ernährungssonden**

<http://www.safecrush.com/clogged-feeding-tubes.html>

#### **SafeCrush™ - Bildungsreihe - Rauschen**

<http://www.safecrush.com/noise.html>

#### **SafeCrush™ - Bildungsreihe - Airborne Pill Dust (Staub aus der Luft)**

<http://www.safecrush.com/airborne-pill-dust.html>

#### **SafeCrush™ - Bildungsreihe - Erfahrungsberichte**

<http://www.safecrush.com/testimonials.html>

#### **SafeCrush™ - Bildungsreihe - Zeit und effizienz**

<http://www.safecrush.com/time-and-efficiency.html>

# SCHNELLSTARTANLEITUNG

**BETRIEB** (Nachdem der Akku in den SafeCrush eingesetzt und aufgeladen wurde)

**Schritt 1:** Entfernen Sie das Aluminiumbecherfach.



**Schritt 2:** Legen Sie den SafeCrush-Brechbecher in den Kunststoffbecherhalter und vergewissern Sie sich, dass der Becher sitzt und in dem Schlüssel gehalten wird, der in den Kunststoffbecherhalter geätzt ist.



## WARNUNG

Quetschen Sie keine Pillen im blauen Getränkehalter. Es wird den Brechkopf brechen. Dies ist nicht durch die Garantie abgedeckt.



**Schritt 3:** Legen Sie zerkleinerbare Pillen in den SafeCrush Crushing Cup.

**Schritt 4:** Platzieren Sie einen weiteren SafeCrush Crushing Cup auf den Pillen.

## ERINNERUNG

Für jeden Schleifvorgang müssen Sie 2 weiße SafeCrush™ - Mahlbecher verwenden. Eine Tasse zum Halten des Pulvers, die andere Tasse zum Schützen und Verhindern des direkten Kontakts des Pistills mit dem Pulver (Kreuzkontamination). Die zweite Tasse ermöglicht auch den SafeCrush™ -Betrieb.



**Schritt 5:** Schließen Sie das Aluminiumbecherfach.

**Schritt 6:** Drücken Sie die Drucktaste



**Schritt 7:** Nach Abschluss des Zerkleinerungszyklus, angezeigt durch ein konstantes blaues Licht, schieben Sie das Aluminiumbecherfach heraus.

**Schritt 8:** Entfernen Sie beide SafeCrush-Brechbecher (und die darin enthaltenen Brechmittel) und legen Sie sie auf die Theke, weit weg von der Öffnung der Brechkammer.



**Schritt 9:** Entfernen Sie den oberen Becher und entsorgen Sie ihn.

**Schritt 10:** Füge Apfelmus oder ähnliches zur Tasse mit zerdrückten Pillen hinzu, mische es gut.



## LEICHTE ANZEIGEN

**ROT** (BLINKEND): Die Batterie ist schwach, maximal 10 Crushes bleiben übrig, bis die Batterie vollständig entladen ist.

**ROT** (FEST): FEHLER - prüfen Sie, ob der CUP-PILLS-CUP und/oder das Aluminiumbecherfach geschlossen ist.

**GRÜN** (BLINKEND): Der Akku wird geladen (an das Stromnetz angeschlossen).

**GRÜN** (FEST): Der Akku ist zu 100% geladen.

**BLAU** (BLINKEND): Quetschzyklus aktiv

**BLAU** (SOLID): Bereit zum Zerkleinern

**BLAU** (SOLID): Brechzyklus abgeschlossen

## REINIGUNGSHINWEISE

Reinigen Sie am Ende jeder Zerkleinerungssitzung mit einem wasserfeuchten Tuch oder einem Alkoholwisch Tuch die Innenseite der Zerkleinerungskammer und die Außenfläche von SafeCrush™.



## BATTERIE

Halten Sie SafeCrush™ "unplugged", es sei denn, Sie laden den Akku auf.



## WARTUNG

Wenn SafeCrush™ nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an Clinical Engineering in Ihrer Einrichtung oder an Serrano Medical Solutions Inc. per E-Mail an: [info@safecrush.com](mailto:info@safecrush.com)

## REINIGUNGSHINWEISE



### SCHRITT EINS:

Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Ladekabels von der Rückseite von SafeCrush™ ab.

### SCHRITT ZWEI:

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder ein alkoholisches Tuch, um SafeCrush™ am Ende jeder Crushing-Sitzung zu reinigen.

### SCHRITT DREI:

WICHTIG - Aluminiumbecherwanne, Schleifkopf (schwarz), Kunststoffbecherhalter und Brechkammer abwischen.  
Besonders wichtig ist die Reinigung der Sensoren an den Seiten der Brechkammer. Wenn das Zerkleinerungsprotokoll von SafeCrush™ nicht ordnungsgemäß befolgt wird, kann es zu einer Ansammlung von Pillenstaub kommen, der die Sensoren bedeckt und SafeCrush™ zu Fehlfunktionen führt.

### SCHRITT VIER:

Entsorgen Sie das Wischtuch. Verwenden Sie keine feuchten Tücher oder Alkoholtupfer mehr, da es zu Kreuzkontaminationen kommen kann.

# GARANTIE



## 3 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

### ***Was deckt diese eingeschränkte Garantie ab?***

Der Hersteller des SafeCrush™-Produkts garantiert dem Inhaber eines gültigen Kaufnachweises (Verbraucher oder Sie), dass das Produkt und alle in der Verkaufsverpackung (Produkt) enthaltenen Zubehörteile gemäß den folgenden Bedingungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, wenn sie ordnungsgemäß und gemäß der Produktbetriebsanleitung installiert und verwendet werden. Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nur auf den Verbraucher für Produkte, die weltweit gekauft und verwendet werden.

### ***Was wird Serrano Medical Solutions oder sein Schwesterunternehmen SafeCrush International tun? (Der Hersteller), wenn das Produkt während der begrenzten Garantiezeit nicht frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist ("Materialfehlerhaftes Produkt")?***

Während der begrenzten Garantiezeit repariert oder ersetzt ein autorisierter Servicemitarbeiter des Herstellers nach Wahl des Herstellers kostenlos ein Materialfehlerhaftes Produkt. Wenn wir das Produkt reparieren, können wir neue oder generalüberholte Ersatzteile verwenden. Wenn wir uns dafür entscheiden, das Produkt zu ersetzen, können wir es durch ein neues oder überarbeitetes Produkt mit gleichem oder ähnlichem Design ersetzen. Wir behalten defekte Teile, Module oder Geräte. Die Reparatur oder der Austausch des Produkts nach Wahl des Herstellers ist Ihr ausschließliches Rechtsmittel. Der Hersteller sendet die reparierte oder reparierte Ware zurück. Ersatzprodukte an Sie in funktionstüchtigem Zustand. Sie sollten damit rechnen, dass die Reparatur oder der Austausch ca. 30 Tage dauert.

### ***Wie lange ist die begrenzte Garantiezeit?***

Die begrenzte Garantiezeit für den SafeCrush Pillenbrecher erstreckt sich auf drei (3) Jahre ab Kaufdatum. Wenn das Unternehmen ein wesentlich defektes Produkt im Rahmen dieser beschränkten Garantie repariert oder ersetzt, gilt diese beschränkte Garantie auch für das reparierte oder ausgetauschte Produkt für einen Zeitraum von entweder (a) 90 Tagen ab dem Datum, an dem das reparierte oder ausgetauschte Produkt an Sie versandt wird oder (b) der verbleibenden Zeit der ursprünglichen dreijährigen Garantie; je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

## FORTSETZUNG DER GARANTIE

### **Was fällt nicht unter diese beschränkte Garantie?**

Diese beschränkte Garantie gilt nicht:

1. Produkt, das einem Missbrauch, Unfall, Versand oder anderen physischen Schäden, unsachgemäßer Installation, ungewöhnlichem Betrieb oder Handhabung, Vernachlässigung, Überschwemmung, Wiedereintritt, Wasser oder anderen Eindringen von Flüssigkeiten ausgesetzt war;
2. Produkt, das durch Reparatur, Änderung oder Modifikation durch eine andere Person als einen autorisierten Servicevertreter des Herstellers beschädigt wurde;
3. Produkt, soweit das aufgetretene Problem durch elektrische Bedingungen in Ihrer Einrichtung verursacht wird;
4. Produkt, soweit das Problem durch die Verwendung von Zubehörteilen von Drittanbietern verursacht wird, wie z.B. Becher von Drittanbietern oder andere Batterien als SafeCrush™-Batterien;
5. Produkte, deren Garantie- und Qualitätsaufkleber, Chargenkennzeichen oder elektronische Seriennummern entfernt wurden, verändert oder unleserlich gemacht wurden;

### **Wie erhalten Sie den Garantie-Service?**

Um einen Garantieservice in den USA und Kanada zu erhalten, rufen Sie bitte 1 (877) 768-3828 an. Weltweit senden Sie uns bitte eine E-Mail an [info@safecrush.com](mailto:info@safecrush.com)

### **HINWEIS:**

Bevor Sie den Service in Anspruch nehmen, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch - eine Überprüfung der Bedienelemente und Funktionen des Produkts kann Ihnen einen Serviceanruf ersparen. Sofern nicht gesetzlich vorgesehen, tragen Sie das Risiko von Verlust oder Beschädigung während des Transports und der Beförderung und sind für die Liefer- oder Bearbeitungsgebühren verantwortlich, die beim Transport der defekten Produkte zum Servicestandort anfallen. Der Hersteller sendet das reparierte oder ersetzte Produkt im Rahmen dieser beschränkten Garantie zurück. Der Transport für das reparierte oder ausgetauschte Produkt, die Liefer- oder Bearbeitungskosten werden vom Hersteller im Voraus bezahlt. Die

Der Hersteller übernimmt kein Risiko für Beschädigung oder Verlust des Produkts während des Transports. Wenn der Produktfehler nicht durch diese beschränkte Garantie abgedeckt ist oder der Kaufnachweis nicht den Bedingungen dieser beschränkten Garantie entspricht, wird der Hersteller Sie benachrichtigen und Sie bitten, die Reparaturkosten vor jeder weiteren Reparaturaktivität zu genehmigen. Sie müssen die Reparaturkosten und die Rücksendekosten für die Reparatur von Produkten übernehmen die nicht unter diese beschränkte Garantie fallen.

### **Was müssen Sie mit dem Produkt zurücksenden, um den Garantieservice zu erhalten?**

1. Senden Sie das gesamte Originalpaket und den gesamten Inhalt einschließlich des Produkts an den Kundendienst des Herstellers zurück (der Ihnen per E-Mail zur Verfügung gestellt wird), zusammen mit einer Beschreibung der Störung oder des Fehlers; und
2. Geben Sie eine Produktchargennummer an (befindet sich auf der Unterseite der SafeCrush™-Maschine).
3. Geben Sie Ihren Namen, Ihre vollständige und korrekte E-Mail-Adresse und Telefonnummer an.

### **Andere Einschränkungen**

Diese Garantie ist die vollständige und exklusive Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Kunden. Hersteller. Sie ersetzt alle anderen schriftlichen oder mündlichen Mitteilungen im Zusammenhang mit diesem Produkt. Der Hersteller gibt keine weiteren Garantien für dieses Produkt. Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf alle Verantwortlichkeiten des Herstellers in Bezug auf das Produkt. Es gibt keine weiteren ausdrücklichen Garantien. Niemand ist berechtigt, Änderungen an dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen, und Sie sollten sich nicht auf eine solche Änderung verlassen.

In keinem Fall haftet der Hersteller für indirekte, spezielle, zufällige, Folge- oder ähnliche Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Vorteile oder Einnahmen, die Unmöglichkeit, das Produkt oder andere zugehörige Geräte zu verwenden, die Kosten für Ersatzgeräte und Ansprüche Dritter), die sich aus den folgenden Umständen ergeben Verwendung dieses Produkts.

Darf nicht in die Hände von Kindern und Patienten gelangen.