

SafeCrush™

BY SERRANO

MANUEL D'UTILISATION



INFORMATIONS DE CONTACT



Serrano Medical Solutions Inc

Canada

Courriel Info@safecrush.com

Web safecrush.com

SafeCrush GmbH

Allemagne

Courriel simone@safecrushint.com

Web safecrush.com

SAFECRUSH™ - LIENS VIDÉO

Félicitations pour votre achat !

N'oubliez pas de regarder cette vidéo pour configurer votre nouveau SafeCrush™. Vous pouvez également télécharger et imprimer le Guide des opérations à partir du site Web suivant.

SafeCrush™ - GUIDE D'UTILISATION

<http://www.safecrush.com/operations-guide.html>

SafeCrush™ Séries éducatives

SafeCrush™ - Séries éducatives - Prévention des blessures

<http://www.safecrush.com/injury-prevention.html>

SafeCrush™ - Séries éducatives - Sondes gastriques bouchées

<http://www.safecrush.com/clogged-feeding-tubes.html>

SafeCrush™ - Séries éducatives - Bruit

<http://www.safecrush.com/noise.html>

SafeCrush™ - Séries éducatives - Poussière de pilules aéroportée

<http://www.safecrush.com/airborne-pill-dust.html>

SafeCrush™ - Séries éducatives - Témoignages

<http://www.safecrush.com/testimonials.html>

SafeCrush™ - Séries éducatives - Temps et efficacité

<http://www.safecrush.com/time-and-efficiency.html>

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE RAPIDE

FONCTIONNEMENT (Après avoir placé la batterie dans SafeCrush™ et l'avoir chargée)

Étape 1 : Retirez le tiroir en aluminium.



Étape 2 : Placez le gobelet SafeCrush™ dans le porte-gobelet en plastique, en vous assurant que le gobelet est placé et maintenu dans la clé gravée sur le porte-gobelet bleu en plastique.



AVERTISSEMENT

Ne pas écraser les pilules dans le porte-gobelet bleu. Cela cassera la tête d'écrasement. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

Étape 3 : Placez les pilules écrasables dans le gobelet SafeCrush™.



Étape 4 : Placez obligatoirement un autre gobelet SafeCrush™ au-dessus des pilules.



RAPPEL

Utilisez obligatoirement 2 gobelets SafeCrush™ pour chaque broyage, un pour contenir la poudre, l'autre pour protéger le pilon et éviter le contact avec la poudre et aussi pour permettre le démarrage du broyeur.



Étape 5 : Fermer le tiroir en aluminium.

Étape 6 : Appuyez sur le bouton pour lancer le broyage.



Étape 7 : Une fois le cycle de broyage terminé, indiqué par une lumière bleue fixe, retirez le tiroir en aluminium.

Étape 8 : Retirez les deux gobelets de broyage SafeCrush™ (et les pilules broyées à l'intérieur) et placez-les sur le comptoir, loin de l'ouverture de la chambre de broyage.



Étape 9 : Enlevez le gobelet protecteur et jetez-le.

Étape 10 : Ajoutez directement aux pilules broyées de l'eau gélifiée ou compote. Bien mélanger.



INDICATIONS LUMINEUSES

ROUGE (CLIGNOTANT): Batterie faible, maximum 10 écrasements restants jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée.

ROUGE (SOLIDE): ERREUR - vérifiez si la configuration GOBELETS-PILULES-GOBELETS est correcte et/ ou si le tiroir en aluminium est fermé.

VERT (CLIGNOTANT): La batterie est en charge (branchée à l'alimentation)

VERT (SOLIDE): La batterie est chargée à 100%.

BLEU (CLIGNOTANT): Cycle de broyage actif

BLEU (SOLIDE): Prêt à écraser

BLEU (SOLIDE): Cycle de broyage terminé

CONSIGNES DE NETTOYAGE

À la fin de chaque session de broyage, à l'aide d'un chiffon humide ou d'un chiffon imbibé d'alcool, nettoyer l'intérieur de la chambre de broyage et la surface extérieure du SafeCrush™.



BATTERIE

Gardez SafeCrush™ "débranché" sauf si vous chargez la batterie.



ENTRETIEN

Si l'appareil SafeCrush™ ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter Serrano Medical Solutions Inc par courriel à : info@safecrush.com ou appelez le 1-877-768-3828

CONSIGNES DE NETTOYAGE



ÉTAPE 1 :

Pour éviter tout risque de blessure, débranchez le cordon de chargement à l'arrière de SafeCrush™ avant de le nettoyer.

ÉTAPE 2 :

Utilisez un chiffon humide ou des lingettes imbibées d'alcool pour nettoyer SafeCrush™ à la fin de chaque session de broyage.

ÉTAPE 3 :

IMPORTANT - Essuyer le tiroir en aluminium, la tête de broyage, le porte-gobelet en plastique et la chambre de broyage.
Il est particulièrement important de nettoyer les capteurs situés sur les côtés de la chambre de broyage. Le non suivi des consignes d'utilisation (par exemple, trace de poudre sur les capteurs) pourra causer un dysfonctionnement de l'appareil SafeCrush™ (le broyage ne se lancera pas).

ÉTAPE 4 :

Ne réutilisez plus le chiffon de nettoyage, mais jetez-le car une contamination croisée peut se produire.

GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Que couvre cette garantie limitée ?

Le fabricant du produit SafeCrush™ garantit au détenteur d'une preuve d'achat valide (utilisateur ou distributeur) que le produit et tous les accessoires fournis dans l'emballage de vente (produit) sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, conformément aux conditions générales suivantes, lorsqu'ils sont installés et utilisés normalement et conformément aux instructions de fonctionnement du produit. Cette garantie limitée ne s'applique qu'au consommateur pour les produits achetés et utilisés dans le monde entier. **Notez bien que la batterie a une garantie d'un (1) an**

Qu'est-ce que le Fabricant, Serrano Medical Solutions Inc ou sa société sœur, SafeCrush™ International GmbH, offre si le Produit n'est pas exempt de défauts de matériaux et defabrication pendant la période de garantie limitée ("Produit Matériellement Défectueux")?

Pendant la période de garantie limitée, un représentant autorisé du fabricant réparera ou remplacera sans frais, au choix du fabricant, un produit matériellement défectueux. Si nous réparons le Produit, nous pouvons utiliser des pièces de rechange neuves ou remises à neuf. Si nous choisissons de remplacer le Produit, nous pouvons le remplacer par un Produit neuf ou remis à neuf de conception identique ou similaire. Nous conserverons les pièces, modules ou équipements défectueux. La réparation ou le remplacement du produit, au choix du fabricant, est votre recours exclusif. Le fabricant vous retournera le Produit réparé ou le Produit de remplacement en état de fonctionnement. Vous devriez vous attendre à ce que la réparation ou le remplacement prenne environ 30 jours.

Quelle est la durée de la garantie limitée ?

La période de garantie limitée du broyeur de pilules SafeCrush™ est de TROIS (3) ANS à compter de la date d'achat. Si la Société répare ou remplace un Produit Matériellement Défectueux en vertu des termes de cette garantie limitée, cette garantie limitée s'applique également au Produit réparé ou remplacé pour une période de (a) 90 jours à compter de la date à laquelle le Produit réparé ou remplacé vous est expédié ou (b) le temps restant sur la garantie initiale de trois ans, si cette dernière période est supérieure.

GARANTIE PROLONGÉE

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée ?

Cette garantie limitée ne couvre pas :

1. Produit ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'un transport ou d'autres dommages physiques, d'une mauvaise installation, d'un fonctionnement ou d'une manipulation anormaux, d'une négligence, d'une inondation, d'une ré-inondation, d'une infiltration d'eau ou d'autres liquides ;
2. Produit qui a été endommagé à la suite d'une réparation, d'une altération ou d'une modification effectuée par une personne autre qu'un représentant autorisé du fabricant ;
3. dans la mesure où le problème rencontré est causé par les conditions électriques de votre installation ;
4. Produit dans la mesure où le problème est causé par l'utilisation d'accessoires non-SafeCrush™, tels que les tasses non-SafeCrush™ ou d'autres piles que les piles SafeCrush™ ;
5. Produit dont les autocollants de garantie et, ou de qualité, les plaques d'identification de lot de produit ou les numéros de série électroniques ont été supprimés, altérés ou rendus illisibles ;

Comment obtenir le service de garantie ?

Pour obtenir le service de garantie [aux États-Unis et au Canada, veuillez composer le 1 \(877\) 768-3828](#). Dans le monde entier, veuillez nous envoyer un courriel à info@safecrush.com

REMARQUE :

Avant d'appeler le service après-vente, veuillez consulter le manuel d'utilisation - une vérification des commandes et des caractéristiques du produit peut vous éviter un appel de service. Sauf dans les cas prévus par la loi applicable, vous assumez le risque de perte ou de dommage pendant le transport et vous êtes responsable des frais de livraison ou de manutention encourus lors du transport du ou des produits défectueux jusqu'au lieu de service. Le fabricant retournera le produit réparé ou remplacé dans le cadre de cette garantie limitée. Les frais de transport pour le produit réparé ou de remplacement, de livraison ou de manutention sont prépayés par le fabricant.

Le fabricant n'assume aucun risque de dommage ou de perte du produit en cours de transport. Si la défaillance du produit n'est pas couverte par la présente garantie limitée ou si la preuve d'achat ne satisfait pas aux conditions de la présente garantie limitée, le fabricant vous en avisera et vous demandera d'autoriser le coût des réparations avant toute autre réparation. Vous devez payer les frais de réparation et les frais d'expédition de retour pour la réparation des produits qui ne sont pas couverts par cette garantie limitée.

Que devez-vous retourner avec le Produit pour bénéficier de la garantie ?

1. Retournez à vos frais l'ensemble de l'emballage et du contenu d'origine, y compris le Produit, à l'adresse de service du fabricant (qui vous sera fournie par courriel) avec une description du dysfonctionnement ou du problème ; et
2. Inclure un numéro de lot de produit (se trouve sur la partie inférieure de la machine SafeCrush™)
3. Indiquez votre nom, votre adresse électronique complète et correcte, ainsi que votre numéro de téléphone.

Autres limitations

La présente garantie constitue l'entente complète et exclusive entre vous, l'acheteur et le fabricant. Elle remplace toutes les autres communications écrites ou orales relatives à ce Produit. Le fabricant ne fournit aucune autre garantie pour ce produit. La garantie décrit exclusivement toutes les responsabilités du fabricant concernant le Produit. Il n'y a pas d'autres garanties expressées. Personne n'est autorisé à apporter des modifications à la présente garantie limitée et vous ne devez pas vous fier à de telles modifications.

En aucun cas, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects, spéciaux, accessoires, consécutifs ou similaires (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de revenus, l'incapacité d'utiliser le produit ou tout autre équipement associé, le coût de l'équipement de remplacement et les réclamations par des tiers) résultant du fait utilisation de ce produit.

Gardez hors de la portée des enfants ou des patients.