

SafeCrush™

BY SERRANO

INICIO RÁPIDO Manual



INFORMACIÓN DE CONTACTO



Serrano Medical Solutions Inc

Canadá

Correo electrónico Info@safecrush.com

Web safecrush.com

SafeCrush GmbH

Alemania

Correo electrónico simone@safecrushint.com

Web safecrush.com

SAFECRUSH™ - ENLACES DE VÍDEO

Felicitaciones por su compra!

Por favor, asegúrese de ver este video para configurar su nuevo SafeCrush™. También puede descargar e imprimir la Guía de Operaciones desde el siguiente sitio web.

SafeCrush™ - GUÍA DE USO

<http://www.safecrush.com/operations-guide.html>

SafeCrush™ Serie educativa

SafeCrush™ - Serie educativa - Prevención de lesiones

<http://www.safecrush.com/injury-prevention.html>

SafeCrush™ - Serie educativa - Tubos de alimentación obstruidos

<http://www.safecrush.com/clogged-feeding-tubes.html>

SafeCrush™ - Serie educativa - Ruido

<http://www.safecrush.com/noise.html>

SafeCrush™ - Serie educativa - Polvo de píldoras aerotransportadas

<http://www.safecrush.com/airborne-pill-dust.html>

SafeCrush™ - Serie educativa - Testimonios

<http://www.safecrush.com/testimonials.html>

SafeCrush™ - Serie educativa - Tiempo y eficiencia

<http://www.safecrush.com/time-and-efficiency.html>

INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO

FUNCIONAMIENTO *(Después de colocar la batería dentro de SafeCrush™ y cargarla)*

Paso 1: Retire la bandeja de aluminio para vasos



Paso 2: Coloque el vaso de trituración SafeCrush™ en el portavasos de plástico, asegurándose de que el vaso esté asentado y se mantenga en la llave grabada en el portavasos de plástico.



ADVERTENCIA

No aplaste las píldoras en el portavasos azul. Romperá el cabezal de trituración. Esto no está cubierto por la garantía.

Paso 3: Coloque las píldoras triturables dentro de la taza de trituración SafeCrush™.



Paso 4: Coloque otro vaso de trituración SafeCrush™ sobre las píldoras

RECORDATORIO

Debes usar 2 tazas SafeCrush™ para cada molido, una para contener el polvo, el otra para proteger el mortero y evitar el contacto con el polvo. También para permitir el inicio del molino



Paso 5: Cierre la bandeja de aluminio para vasos



Paso 6: Presione el botón de aplastamiento



Paso 7: Una vez finalizado el ciclo de trituración, indicado por una luz azul sólida, deslice hacia afuera la bandeja de aluminio para vasos.



Paso 8: Retire los dos vasos de trituración SafeCrush™ (y las píldoras trituradas) y colóquelos en el mostrador, lejos de la abertura de la cámara de trituración.



Paso 9: Retire la taza superior y deséchela

INDICACIONES LUMINOSAS

ROJO (PARPADEANDO): La batería está baja, queda un máximo de 10 aplastamientos hasta que la batería está completamente agotada.

ROJO (SÓLIDO): ERROR - verifique si CUP-PILLS-CUP y/o bandeja de aluminio para tazas está cerrada.

VERDE (PARPADEANDO): La batería se está cargando (conectada a la corriente)

VERDE (SÓLIDO): La batería está 100% cargada

AZUL (INTERMITENTE): Ciclo de trituración activo

AZUL (SÓLIDO): Listo para aplastar

AZUL (SÓLIDO): Ciclo de trituración completo

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Al final de cada sesión de trituración, limpie el interior de la cámara de trituración y la superficie exterior de SafeCrush™ con un paño húmedo con agua o con alcohol.



BATERÍA

Mantenga SafeCrush™ "desconectado" a menos que cargue la batería



MANTENIMIENTO

Si SafeCrush™ no funciona correctamente, comuníquese con Clinical Engineering en sus instalaciones o con Serrano Medical Solutions Inc por correo electrónico a: info@safecrush.com

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA



PASO UNO:

Para evitar posibles lesiones, desenchufe el cable de carga de la parte posterior de SafeCrush™ antes de limpiarlo.

PASO DOS:

Utilice un paño húmedo o toallitas con alcohol para limpiar SafeCrush™ al final de cada sesión de trituración.

PASO TRES:

IMPORTANTE - Limpie la bandeja de aluminio para vasos, el cabezal de molienda, el portavasos de plástico y la cámara de trituración. Es particularmente importante limpiar los sensores situados a los lados de la cámara de trituración. Si el protocolo de aplastamiento SafeCrush™ no se sigue correctamente, puede haber una acumulación de polvo de pastillas que cubra los sensores, lo que causará que SafeCrush™ no funcione correctamente.

PASO CUATRO:

Deseche el paño de limpieza. No vuelva a utilizar un paño húmedo o toallitas húmedas con alcohol, ya que puede producirse una contaminación cruzada.

GARANTÍA



GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

¿Qué cubre esta garantía limitada?

El fabricante del producto SafeCrush™ garantiza al poseedor de una prueba de compra válida (consumidor o usted) que el producto y todos los accesorios proporcionados en el paquete de venta (producto) están libres de defectos de material y mano de obra, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones, cuando se instalan y utilizan normalmente y de acuerdo con las instrucciones de uso del producto. Esta garantía limitada se extiende únicamente al Consumidor de Productos comprados y utilizados en todo el mundo.

¿Qué hará Serrano Medical Solutions o su compañía hermana SafeCrush™ International (El Fabricante) si el Producto no está libre de defectos de materiales y mano de obra durante el período de garantía limitada ("Producto materialmente defectuoso")?

Durante el período de garantía limitada, un representante de servicio autorizado del fabricante reparará o reemplazará, a elección del fabricante y sin cargo alguno, un producto con defectos materiales. Si reparamos el Producto, es posible que utilicemos piezas de repuesto nuevas o restauradas. Si decidimos reemplazar el Producto, podemos reemplazarlo con un Producto nuevo o reacondicionado del mismo o similar diseño. Conservaremos las piezas, módulos o equipos defectuosos. La reparación o sustitución del Producto, a elección del fabricante, es su único recurso. El fabricante devolverá el producto reparado o productos de reemplazo para usted en condiciones de trabajo. Usted debe esperar que la reparación o reemplazo tome aproximadamente 30 días.

¿Cuál es la duración de la garantía limitada?

El período de garantía limitada de la trituradora de pastillas SafeCrush™ se extiende por TRES (3) AÑOS a partir de la fecha de compra. Si La Compañía repara o reemplaza un Producto Materialmente Defectuoso bajo los términos de esta garantía limitada, esta garantía limitada también se aplica al Producto reparado o reemplazado por un período de (a) 90 días a partir de la fecha en que se le envía el Producto reparado o reemplazado o (b) el tiempo restante de la garantía original de tres años; lo que sea mayor.

CONTINUACIÓN DE LA GARANTÍA

¿Qué no está cubierto por esta garantía limitada?

Esta garantía limitada no cubre:

1. Producto que ha sido sometido a mal uso, accidente, daños físicos, instalación incorrecta, operación o manejo anormal, negligencia, inundación, inundación, re, agua u otra intrusión de líquidos;
2. Producto que ha sido dañado debido a una reparación, alteración o modificación por alguien que no sea un representante de servicio autorizado del fabricante;
3. Producto en la medida en que el problema experimentado es causado por las condiciones eléctricas de su instalación;
4. Producto en la medida en que el problema sea causado por el uso de accesorios que no sean SafeCrush™, como vasos que no sean SafeCrush™ u otras baterías que no sean SafeCrush™;
5. Producto cuyas etiquetas de garantía/calidad, placas de número de lote de producto o números de serie electrónicos han sido eliminados, alterados o hechos ilegibles;

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Para obtener servicio de garantía en los Estados Unidos y Canadá, llame al 1 (877) 768-3828. En todo el mundo, envíenos un correo electrónico a info@safecrush.com

NOTA:

Antes de llamar para solicitar servicio, por favor revise el manual del usuario - una comprobación de los controles y funciones del Producto puede ahorrarle una llamada de servicio. Con excepción de lo dispuesto por la ley aplicable, usted asume el riesgo de pérdida o daño durante el tránsito y el transporte y es responsable de los gastos de entrega o manipulación incurridos en el transporte de los Productos defectuosos a la ubicación del servicio. El fabricante devolverá el Producto reparado o reemplazado bajo esta garantía limitada. El transporte del Producto reparado o sustituido, así como los gastos de entrega o manipulación, correrán por cuenta del fabricante. El fabricante no asume ningún riesgo de daño o pérdida del Producto en tránsito. Si el fallo del Producto no está cubierto por esta garantía limitada, o si el comprobante de compra no cumple con los términos de esta garantía limitada, el fabricante se lo notificará y le pedirá que autorice el costo de la reparación antes de cualquier otra actividad de reparación. Usted debe pagar los gastos de reparación y los gastos de envío de devolución para la reparación de los Productos que no están cubiertos por esta garantía limitada.

¿Qué debe devolver con el Producto para obtener el servicio de garantía?

1. Devuelva a su cargo todo el paquete y el contenido original, incluido el Producto, al centro de servicio del fabricante (que se le enviará por correo electrónico) junto con una descripción del mal funcionamiento o de la avería; y
2. Incluya un número de lote del producto (se encuentra en la parte inferior de la máquina SafeCrush™)
3. Proporcione su nombre, dirección de correo electrónico completa y correcta, y número de teléfono.

Otras limitaciones

Esta garantía es el acuerdo completo y exclusivo entre usted y el fabricante.

Reemplaza todas las demás comunicaciones escritas u orales relacionadas con este Producto. El Fabricante no ofrece ninguna otra garantía para este Producto. La garantía describe exclusivamente todas las responsabilidades del fabricante con respecto al Producto. No hay otras garantías expresas. Nadie está autorizado a hacer modificaciones a esta garantía limitada y usted no debe confiar en dichas modificaciones.

En ningún caso el fabricante será responsable de ningún daño indirecto, especial, incidental, consecuente o similar (incluyendo, entre otros, la pérdida de beneficios o ingresos, la imposibilidad de usar el Producto u otro equipo asociado, el costo del equipo sustituto y las reclamaciones de terceros) que resulten de los siguientes factores uso de este Producto.

Mantener fuera del alcance de niños y pacientes.